

Braçadeira Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato Linha Infantil - BIC DIAGNÓSTICO



Braçadeira com manguito para aparelho de pressão para recém-nascidos desenvolvida em 100% nylon antialérgico e tecido com estampa lúdica para consultas mais divertidas. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Estampa Exclusiva;
- Desenvolvida em nylon antialérgico;
- Abrangência da circunferência do braço de 6cm a 15cm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Braçadeira Recém-Nascido Nylon
Fecho de Contato - LINHA
INFANTIL**

Cor: Estampa Lúdica

Tamanho: Recém-Nascido

Material: Nylon 300



CBEMED

www.cbemed.com.br

Medida da Braçadeira:	20cm x 6,5cm
------------------------------	--------------

Abrangência Circunferência do Braço:	6cm a 15cm
---	------------

Tamanho Manguito:	5cm x 9cm
--------------------------	-----------

Marca:	BIC DIAGNÓSTICO
---------------	-----------------

Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
------------------	-------------------------------------

Código de Barras:	7898523738288
--------------------------	---------------