

**Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato Argola Rodízio – BIC  
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão adulto adaptável à mesa, parede ou levado para qualquer tipo de ambiente. Modelo rodízio com manômetro aneróide e braçadeira em 100% nylon com sistema de fecho de contato e argola.

**Vantagens e Benefícios:**

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Manguito em PVC com duas saídas.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Preto
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Modelo da Braçadeira:</b>	Ômega Preto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52,8 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 cm a 36 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	12 x 22 cm
<b>Tamanho Rodízio:</b>	0,90 m e máxima 1,50 m
<b>Alongamento Máximo Tubo Espiral:</b>	1,75 cm
<b>Peso:</b>	4,2kg
<b>Pintura da Haste:</b>	Pintura eletrostática a pó na cor preta
<b>Material da Haste:</b>	Alumínio
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

---

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 328 de 14/09/09 e Nº 322 de 11/09/09

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001

---

**Código de Barras:** 7898523739087