

**Ap. Pressão Adulto Hospitalar Mesa ou Parede Nylon Fecho de Contato –  
BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial adulto adaptável a mesa ou parede. Pode ser transportado para qualquer ambiente. Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

**Vantagens e Benefícios:**

- Braçadeira 100% nylon de alta resistência e qualidade;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e do espiral;
- Espiral de longo alcance;
- Visor grande e de fácil visualização.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Branco
-------------	--------

<b>Tamanho:</b>	Adulto
-----------------	--------

<b>Modelo da Braçadeira:</b>	New Innova Plus Azul
<b>Medida da Braçadeira:</b>	62cm x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
<b>Alongamento Máximo Tubo Espiral:</b>	1,75 cm
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 328 de 14/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12.
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540440007 e 80540449001
<b>Código de Barras:</b>	7898523738448