

## **Aparelho de Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato Rodízio – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão modelo rodízio para ambientes hospitalares e clínicos que também pode ser adaptável à mesa ou parede.

Possui manômetro aneróide, fundo preto para melhor visualização do numeral e acompanha braçadeira desenvolvida em 100% nylon com tecnologia impermeável e sistema de fecho de contato.

### **Diferenciais:**

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e escuro para fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Braçadeira em impermeável New Innova Plus Braçadeira com maior abrangência do braço;
- 5 anos de garantia do manômetro;

- Haste do rodízio com pintura resistente preta.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Preto
<b>Modelo da Braçadeira:</b>	New Innova Plus
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	62 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
<b>Altura Máxima e Mínima Rodízio:</b>	0,90 mínimo / 1,50 máximo
<b>Alongamento Máximo Tubo Espiral:</b>	1,75 cm
<b>Peso:</b>	5 Kg
<b>Pintura da Haste:</b>	Pintura eletrostática a pó na cor preta
<b>Material da Haste:</b>	Alumínio
<b>Fabricante:</b>	BIC - LINHA HOSPITALAR
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

---

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** N° 328 de 14/09/09 e N° 322 de 11/09/09.

---

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540440007 e 80540449001

---

**Código de Barras:** 7898523738332

---