

## Ap. Pressão Infantil Nylon Fecho de Contato Rodízio - BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão infantil adaptável à mesa, parede ou levado para qualquer tipo de ambiente. Modelo rodízio com manômetro aneróide e braçadeira confeccionada em 100% nylon com sistema de fecho de contato.

### **Vantagens e Benefícios:**

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Preto
<b>Tamanho:</b>	Infantil
<b>Modelo da Braçadeira:</b>	New Innova Plus Preto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	9,5 x 28,0 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	10 a 23 cm
<b>Tamanho Rodízio:</b>	0,90 m e máxima 1,50 m
<b>Alongamento Máximo Tubo Espiral:</b>	1,75 cm
<b>Peso:</b>	4,2 kg
<b>Pintura da Haste:</b>	Pintura eletrostática a pó na cor preta
<b>Material da Haste:</b>	Alumínio
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final



# CBEMED

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 328 de 14/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12.
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540440007 e 80540449001
<b>Código de Barras:</b>	7898523739070