

**Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Rappaport Black -  
P.A. MED**



**Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED**

Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

**Estetoscópio Rappaport – P.A. MED**

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

O Rappaport P.A. MED pode ser utilizado em combinações recém-nascido, adulto e pediátrico devido às olivas e diafragmas de conversão.

**Detalhes:**

- Estetoscópio e Aparelho de Pressão na mesma cor;
- Produzido em metal de alta durabilidade;
- Olivas em formato anatômico e PVC macio;

- Acompanha acessórios (2 pares de olivas, 2 membranas, 4 tipos de auscultadores).

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**APARELHO DE PRESSÃO**

**Cor:** Preto, vinho, azul, cinza, Preto Rainbow

**Material:** Nylon

**Tipo de Pintura/Acabamento:** Resina Epóxi e Eletroforética Catódica e/ou Eletrodisposição

**Tamanho:** Adulto

**Medida da Braçadeira:** 52 x 14 cm

**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm

**Fabricante:** P.A. MED

**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 a 36 cm

**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09

**Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA:** 805404449001

**Esfigmomanômetro:**

Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

**ESTETOSCÓPIO****Cor:**

Preto, vinho, azul, cinza, Preto Rainbow

**Material:**

Alumínio Anodizado

**Tamanho:**

Adulto

**Diâmetro Auscultador Cardiológico:**

4,5 cm

**Comprimento Total:**

57 cm

**Acompanha Manual de Instruções:**

Sim

**Fabricante:**

P.A. MED

**Garantia:**

2 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:**

80540449002

**Código de Barras do Conjunto:**CJPA241 - 7898523739155 / CJPA242 -  
7898523739162 / CJPA243 -  
7898523739179 / CJPA244 –



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

7898523739186 / CIPA245 -  
7898523739742