

Braçadeira Adulto Nylon Fecho de Contato Cinza - P.A. MED



Braçadeira Adulto com manguito 2 vias para aparelho de pressão desenvolvida em nylon antialérgico com sistema de fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**BRAC PA AD NY F
CONT CINZA SEM
MANG P.A. MED**

Marca: P.A. MED

Material: Nylon

Medida Braçadeira: 52 x 14 cm

**Tamanho do
Manguito:** 12cm x 22cm



CBEMED

www.cbemed.com.br

**Circunferência do
braço:** 18 a 36 cm

Cor: Cinza

Limpeza/Desinfecção: Não utilizar produtos de limpeza que contenham cloro ou alvejante./
Limpe com esponja ou pano não abrasivo.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da
Saúde/ANVISA:** 80540449001

Aprovação: Portaria do INMETRO / DIMEL nº 322 de 11/09/09

**Código de
Barras/EAN:** 7898523739292