

Estetoscópio Rappaport Black Rainbow– P.A. MED



Estetoscópio Rappaport Black Rainbow da P.A. MED indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

O Rappaport P.A. MED pode ser utilizado em combinações recém-nascido, adulto e pediátrico devido às olivas e diafragmas de conversão.

Vantagens e Benefícios:

- Design Total Black com auscultador;
- Produzido em metal de alta durabilidade;
- Olivas em formato anatômico e PVC macio;
- Acompanha acessórios para diferentes combinações de uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**Estetoscópio Rappaport Black
Rainbow – P.A. MED****Cor:** Preto Rainbow**Material:** Alumínio Anodizado**Tipo de Pintura/Acabamento:** Resina Epóxi e Eletroforética Catódica e/ou
Eletrodisposição**Tamanho:** Atende recém-nascido, pediátrico e adulto**Diâmetro Auscultador
Cardiológico/Pulmonar:** 4,5 cm / 3 cm**Tamanho Tubo:** 57 cm**Marca:** P.A. MED**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação**Registro Ministério da
Saúde/ANVISA:** 80540449002**Código de Barras:** 7898523739148