

Kit Acadêmico Total Black com Bolsa Cristal Preta – P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Rappaport Black Rainbow - P.A. MED

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

Composição do Kit:

- 01 Aparelho de pressão P.A. MED (nylon com fecho de contato);
- 01 Estetoscópio Rappaport Black Rainbow + acessórios;
- 01 Bolsa preta (tamanho 24x34);
- 01 Garrote elástico;
- 01 Óculos de proteção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO	
Cor:	Preto
Material:	Nylon
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 cm x 14 cm
Esfigmomanômetro:	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
Abrangência Circunferência do Braço:	18 á 36 cm
Tamanho do manguito:	12 cm x 22 cm
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação exceto braçadeira 1 ano
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80540449001
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09
-	-

ESTETOSCÓPIO**Cor:** Preto Rainbow**Material:** Alumínio anodizado**Tipo de Pintura/Acabamento:** Resina Epóxi e Eletroforética Catódica e/ou Eletrodisposição**Tamanho:** Atende recém-nascido, pediátrico e adulto**Fabricante:** P.A. MED**Diâmetro Auscultador
Cardiológico/Pulmonar:** 4,5 cm / 3 cm**Tamanho Tubo:** 57 cm**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação**Registro Ministério da Saúde /
ANVISA:** 80540449002

-

-

Garantia do Garrote Elástico: 1 ano contra defeitos de fabricação**Garantia dos itens
Sobressalentes:** 90 dias contra defeitos de fabricação**Código de Barras do Kit:** 7898523739759



CBEMED

www.cbemed.com.br