

**BRAÇADEIRA ADULTO G NYLON FECHO CONT CINZA MANG PVC**

Braçadeira Adulto G com manguito 2 vias para aparelho de pressão desenvolvida em nylon antialérgico com sistema de fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**BRAC PA AD G NY F  
CONT CINZA MANG  
PVC P.A. MED**

**Marca:** P.A. MED

**Material:** Nylon

**Medida Braçadeira:** 70cm x 18cm

**Circunferência do  
braço:** 34 a 52cm

---

**Cor:** Cinza

---

**Tamanho do Manguito:** 34,3cm x 15,5cm

---

**Limpeza/Desinfecção:** Não utilizar produtos de limpeza que contenham cloro ou alvejante./  
Limpe com esponja ou pano não abrasivo.

---

**Garantia:** 1 ano contra defeitos de fabricação

---

**Registro Ministério da Saúde/ANVISA:** 80540449001

---

**Aprovação:** Portaria do INMETRO / DIMEL nº 322 de 11/09/09

---

**Código de Barras/EAN:** 7898523739339

---