

**BRAÇADEIRA ADULTO G NYLON FECHO CONT CINZA MANG PVC UMA
VIA**

Braçadeira Adulto G com manguito para aparelho de pressão desenvolvida em nylon antialérgico com sistema de fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**BRAC PA AD G NY F
CONT CINZA MANG
PVC UMA VIA P.A.
MED**

Marca: P.A. MED

Material: Nylon

Medida Braçadeira: 70cm x 18cm

**Circunferência do
braço:** 34 a 52cm

Cor: Cinza

**Tamanho do
Manguito:** 34,3cm x 15,5cm

Limpeza/Desinfecção: Não utilizar produtos de limpeza que contenham cloro ou alvejante./
Limpe com esponja ou pano não abrasivo.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da
Saúde/ANVISA:** 80540449001

Aprovação: Portaria do INMETRO / DIMEL nº 322 de 11/09/09

**Código de
Barras/EAN:** 7898523739964