

Conj. Ap. Pressão Art. Nylon F Metal + Estetoscópio Adulto Duosson Preto - P.A. MED



Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

Estetoscópio Adulto Unisson – P.A. MED

Estetoscópio Duosson adulto para auscultação de sons cardíacos e pulmonares produzido material de alta resistência e durabilidade.

Detalhes:

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Cinza

Material: Nylon

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: P.A. MED

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: 805404449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:

4,6 cm / 3,0 cm

Comprimento Total:

65 cm

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:

7898523739407